

Phonak Virto™ P

Návod na použitie



Phonak Virto P-312/312 NW O/Titanium/10 NW O



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Tento návod na použitie platí pre:



Modely s bezdrôtovou technológiou

Phonak Virto P90-312

Phonak Virto P70-312

Phonak Virto P50-312

Phonak Virto P30-312

Modely bez bezdrôtovej technológie

Phonak Virto P90-312 NW O

Phonak Virto P70-312 NW O

Phonak Virto P50-312 NW O

Phonak Virto P30-312 NW O

Phonak Virto P90-Titanium

Phonak Virto P70-Titanium

Phonak Virto P90-10 NW O

Phonak Virto P70-10 NW O

Phonak Virto P50-10 NW O

Phonak Virto P30-10 NW O



Informácie o načúvacom prístroji

- ① Ak nie je začiarknuté žiadne poličko a nepoznáte označenie modelu svojho načúvacieho prístroja, požiadajte o pomoc svojho poskytovateľa načúvacích prístrojov.
- ② Vaše načúvacie prístroje Virto P-312 fungujú vo frekvenčnom rozsahu 2,4 GHz – 2,48 GHz. Počas letu skontrolujte, či letecká spoločnosť vyžaduje, aby boli zariadenia prepnuté do letového režimu, pozrite si kapitolu 14.

Model	Veľkosť batérií
<input type="checkbox"/> Phonak Virto P-312	312
<input type="checkbox"/> Phonak Virto P-312 NW O	312
<input type="checkbox"/> Phonak Virto P-Titanium	10
<input type="checkbox"/> Phonak Virto P-10 NW O	10

Vaše načúvacie prístroje a nabíjačky vyvinula značka Phonak, svetová jednotka v odbore posluchovej technológie so sídlom vo švajčiarskom Zürichu.

Tieto prémiové výrobky sú výsledkom desaťročí výskumu a odborných vedomostí a sú navrhnuté tak, aby zohľadnili vašu celkovú pohodu. Ďakujeme vám za váš skvelý výber a prajeme vám mnoho rokov spokojného počúvania.

Pozorne si prečítajte návod na použitie, aby ste úplne porozumeli zariadeniu a naplno ho využili. Manipulácia so zariadením nevyžaduje žiadne školenie. Poskytovateľ načúvacích prístrojov vám pri prvej konzultácii pomôže s nastavením tohto zariadenia podľa vašich individuálnych preferencií.

Viac informácií o funkciách, výhodách, nastavení, použití, údržbe alebo opravách vášho načúvacieho prístroja a príslušenstva vám poskytne váš poskytovateľ načúvacích prístrojov alebo zástupca výrobcu. Ďalšie informácie nájdete v karte údajov vášho výrobku.

Phonak – life is on
www.phonak.com

Obsah

Načúvací prístroj

1. Stručný návod na použitie	8
2. Popis načúvacieho prístroja	10

Používanie načúvacieho prístroja

3. Označenie ľavého a pravého načúvacieho prístroja	12
4. Zapnutie/vypnutie	13
5. Batéria	14
6. Nasadenie načúvacieho prístroja (všetky modely)	16
7. Vybratie načúvacieho prístroja	17
8. Tlačidlo	19
9. Regulátor hlasitosti	20
10. Nastavenie prístroja Virto P-Titanium alebo Virto P-10 NW O pomocou ovládača Phonak MiniControl	21
11. Prehľad konektivity prístroja Virto P-312	23
12. Úvodné spárovanie prístroja Virto P-312	24
13. Telefonické hovory s prístrojom Virto P-312	27
14. Letový režim prístroja Virto P-312	31
15. Pripojte sa k našej komunité!	33

Ďalšie informácie


16.	Starostlivosť a údržba	34
17.	Prevádzkové podmienky a podmienky pre prepravu a skladovanie	36
18.	Servis a záruka	38
19.	Informácie o zhode	40
20.	Informácie o symboloch a ich popis	46
21.	Riešenie problémov	52
22.	Dôležité bezpečnostné informácie	54

1. Stručný návod na použitie

Označenie ľavého a pravého načúvacieho prístroja



Ľavý




Pravý

Modrá značka označuje
ľavý načúvací prístroj.

Červená značka označuje
pravý načúvací prístroj.


Výmena batérií



1.
Odstráňte
nálepku z novej
batérie
a počkajte dve
minúty.



2.
Otvorte
priehradku pre
batériu.




3.
Vložte batériu do
priehradky pre batériu
tak, aby symbol „+“
smeroval nahor.

Zapnutie/vypnutie




Zapnúť




Vypnúť

Tlačidlo



Len modely s touto možnosťou:
Tlačidlo na načívacom prístroji môže plniť rôzne funkcie.

Regulátor hlasitosti



Len modely s touto možnosťou:
Ak chcete zvýšiť hlasitosť, otočte regulátor hlasitosti dopredu. Ak chcete znížiť hlasitosť, regulátor hlasitosti otočte smerom dozadu.

Letový režim prístroja Virto P-312



Ak chcete prístroj prepnúť do letového režimu, stlačte tlačidlo na 7 sekúnd pri zatváraní priehradky pre batériu. Ak chcete ukončiť letový režim, jednoducho otvorte a znova zatvorite priehradku pre batériu.

2. Popis načúvacieho prístroja

Nasledujúce obrázky znázorňujú modely opísané v tomto návode na použitie. Vami používaný model rozpoznáte:

- prečítaním si časti „Informácie o načúvacom prístroji“ na strane 5,
- porovnaním svojho načúvacieho prístroja s nasledujúcimi znázornenými modelmi. Všimnite si pritom, aký má načúvací prístroj tvar a či obsahuje regulátor hlasitosti.

Virto P-312

Výstup zvuku/systém ochrany pred ušným mazom

Tlačidlo
Regulátor hlasitosti
(voliteľné)



Šálka vyrobená na mieru
Priehradka pre batériu

Virto P-312 NW O

Výstup zvuku/systém ochrany pred ušným mazom

Priehradka pre batériu



Šálka vyrobená na mieru

Virto P-Titanium a Virto P-10 NW O

Výstup zvuku/systém ochrany pred ušným mazom

Tlačidlo
(voliteľné)
Rúčka na vybratie



Šálka vyrobená na mieru
Priehradka pre batériu

3. Označenie ľavého a pravého načúvacieho prístroja

Ľavý a pravý načúvací prístroj sú označené červenou, resp. modrou značkou. Farebná značka sa nachádza na priečade pre batériu, na šálke (text je vytlačený červenou alebo modrou farbou), prípadne je šálka červenej alebo modrej farby.

Modrá značka označuje **ľavý načúvací prístroj**.



Červená značka označuje **pravý načúvací prístroj**.




4. Zapnutie/vypnutie

Priehradka pre batériu slúži zároveň aj ako vypínač.


1.

Zatvorená priehradka pre batériu = načúvací prístroj je **zapnutý**.




2.

Otvorená priehradka pre batériu = načúvací prístroj je **vypnuty**.




ⓘ Pri zapnutí načúvacieho prístroja môžete počuť úvodnú melódiu.


5. Batéria



1.
Odstráňte nálepku z novej batérie a počkajte dve minúty.



2.
Otvorte priezradku pre batériu.



3.
Vložte batériu do priezradky pre batériu tak, aby symbol „+“ smeroval nahor.

ⓘ Ak máte problém zatvoriť priezradku pre batériu, skontrolujte, či je batéria správne vložená a symbol „+“ otočený smerom nahor. Ak nie je batéria vložená správne, načuvací prístroj nebude fungovať a priezradka pre batériu sa môže poškodiť.

 Nízky výkon: Keď je batéria takmer vybitá, začujete dve pípnutia. Na výmenu batérie máte zvyčajne do 30 minút, avšak tento čas sa môže lísiť a v skutočnosti môže byť podstatne kratší. Odporúčame, aby ste mali vždy poruke náhradnú batériu.

Náhradná batéria

Tento načúvací prístroj vyžaduje na prevádzku zinkovo-vzduchové batérie. Správnu veľkosť batérií (312 alebo 10) určíte:

- prečítaním si časti „Informácie o načúvacom prístroji“ na strane 5,
- skontrolovaním značky na vnútornej strane priehradky pre batériu,
- prečítaním si nasledujúcej tabuľky.


Model	Veľkosť zinkovo-vzduchových batérií	Farebné označenie na balení	Kód IEC	Kód ANSI
Phonak Virto				
P-312	312	hnedé	PR41	7002ZD
P-312 NW O	312	hnedé	PR41	7002ZD
P-Titanium	10	žlté	PR70	7005ZD
P-10 NW O	10	žlté	PR70	7005ZD

① Dbajte na to, aby ste vo svojom načúvacom prístroji vždy používali správny typ batérie (zinkovo-vzduchová). Prečítajte si aj ďalšie informácie o bezpečnosti výrobku uvedené v kapitole 21.2.

6. Nasadenie načúvacieho prístroja (všetky modely)

1.

Priložte si načúvací prístroj k uchu a zvukovodnú časť si vložte do zvukovodu.




7. Vybratie načúvacieho prístroja

7.1 Vybratie načúvacieho prístroja s rúčkou na vybratie

1.

Uchopte rúčku na vybratie načúvacieho prístroja a opatrne ťahajte načúvací prístroj smerom nahor a von z ucha.



7.2 Vybranie načúvacieho prístroja bez rúčky na vybratie


1.

Dajte palec za ušný lalôčik a ucho jemne potlačte dohora, aby ste vytlačili načúvací prístroj zo zvukovodu. Vytiahnutie uľahčíte, keď budete čeľustami robiť žuvacie pohyby.



2.

Uchopte vyčnievajúci načúvací prístroj a vyberte ho.





8. Tlačidlo

Len modely s touto možnosťou:

Tlačidlo na načúvacom prístroji môže plniť rôzne funkcie alebo nemusí byť aktívne. To závisí od naprogramovania vášho načúvacieho prístroja, ktoré je opísané v samostatných „Pokynoch na použitie načúvacieho prístroja“. Jeho výtlak vám poskytne váš poskytovateľ načúvacích prístrojov.

Virto P-312:


Ak je váš načúvací prístroj spárovaný s telefónom s aktivovanou funkciou Bluetooth®, krátkym stlačením tlačidla prijmete prichádzajúci hovor a dlhým stlačením ho zamietnete – pozrite si kapitolu 13.



9. Regulátor hlasitosti

Len modely s touto možnosťou:

Ak chcete zvýšiť hlasitosť, regulátorom hlasitosti otočte smerom dopredu (k nosu). Ak chcete znížiť hlasitosť, regulátorom hlasitosti otočte smerom dozadu (k zadnej strane hlavy). Váš poskytovateľ načúvacích prístrojov môže regulátor hlasitosti deaktivovať.



10. Nastavenie prístroja Virto P-Titanium alebo Virto P-10 NW O pomocou ovládača Phonak MiniControl


Ovládač MiniControl obsahuje magnet, ktorý funguje ako diaľkové ovládanie na zmenu nastavení modelu Virto P-Titanium alebo Virto P-10 NW O.

Váš model Virto P-Titanium alebo Virto P-10 NW O v spojení s ovládačom MiniControl môže plniť rôzne funkcie alebo nemusí byť aktívny. To závisí od vašich osobných nastavení, ktoré sú opísané v samostatných „Pokynoch na použitie načúvacieho prístroja“. Požiadajte svojho poskytovateľa načúvacích prístrojov o jeho výtlakok.

Ak chcete použiť ovládač MiniControl, odskrutkujte magnet z puzdra pripojiteľného na kľúčenku a podržte ho vo vnútri zvukovodu bez toho, aby ste sa dotkli načúvacieho prístroja.




Ked" je načúvací prístroj zapnutý, podržte magnet vo vnútri zvukovodu bez dotknutia sa načúvacieho prístroja. Hned" ako je na modeli Virto P-Titanium alebo Virto P-10 NW O spustený želaný program alebo je nastavená ideálna hlasitosť, vyberte magnet.



- ① Ak používate lekárské prístroje ako kardiostimulátor alebo zariadenie ICD (implantovateľný kardio-defibrilátor), prečítajte si príslušný návod na použitie, aby ste si ujasnili možný vplyv magnetických polí na váš lekársky prístroj.
- ② Neklad"te ovládač MiniControl (otvorený ani zatvorený) do náprsného vrecka. Medzi ovládačom MiniControl a lekárskym prístrojom udržujte vzdialenosť minimálne 15 cm.

11. Prehľad konektivity prístroja Virto P-312

Nasledujúci obrázok znázorňuje možnosti pripojenia dostupné pre váš načúvací prístroj.



*Zariadenie TV Connector možno pripojiť k akémukolvek zdroju zvuku, napríklad k televízii, počítaču alebo Hi-Fi systému.

**K vášmu načúvaciemu prístroju sa dajú pripojiť aj bezdrôtové mikrofóny Roger.

12. Úvodné spárovanie prístroja Virtostick P-312

12.1 Úvodné spárovanie so zariadením s aktivovanou funkciou Bluetooth®

- ① Spárovanie stačí vykonať iba raz s každým zariadením s bezdrôtovou technológiou Bluetooth. Po úvodnom spárovani sa vaše načúvacie prístroje k zariadeniu pripoja automaticky. Môže to trvať až 2 minúty.

1.

V zariadení (napríklad v telefóne) skontrolujte, či je zapnutá bezdrôtová technológia Bluetooth, a vyhľadajte zariadenia s Bluetooth v ponuke nastavenia pripojenia.

2.

Zapnite oba načúvacie prístroje. Teraz máte 3 minúty na spárovanie načúvacích prístrojov so zariadením.



3.

Vyberte načúvací prístroj v zozname zariadení s aktivovanou funkciou Bluetooth. Tým sa spárujú oba načúvacie prístroje súčasne. Úspešné spárovanie bude signalizované pípnutím.

- ① Ďalšie informácie a pokyny na párovanie pre bezdrôtovú technológiu Bluetooth špecifické pre najpopulárnejších výrobcov telefónov nájdete na internetovej stránke:
<https://www.phonak.com/com/en/support.html>.

12.2 Pripojenie k zariadeniu

Po spárovaní sa načúvacie prístroje po zapnutí znova automaticky pripoja k zariadeniu.

- ① Spojenie bude trvať, kým budú zariadenia zapnuté a v dosahu.
- ② Váš načúvací prístroj môže byť pripojený k maximálne dvom zariadeniam a spárovaný s maximálne ôsmimi zariadeniami.

13. Telefonické hovory s prístrojom Virto P-312

Vaše načúvacie prístroje umožňujú priamu komunikáciu s telefónmi s aktivovanou funkciou Bluetooth®. Po spárovani a pripojení k vášmu telefónu budete počuť hlas volajúceho priamo v načúvacích prístrojoch. Váš načúvací prístroj sníma váš hlas svojimi vlastnými mikrofónmi.




13.1 Telefonovanie

Zadajte telefónne číslo a stlačte tlačidlo vytáčania.
V načúvacích prístrojoch budete počuť vyzváňaci tón.
Váš načúvací prístroj sníma váš hlas svojimi vlastnými mikrofónmi.

13.2 Prijatie hovoru

Pri prijímaní hovoru sa v načúvacích prístrojoch ozve upozornenie na hovor.

Hovor môžete priať krátkym stlačením tlačidla na načúvacom prístroji (menej ako 2 sekundy) alebo priamo na svojom telefóne.




13.3 Ukončenie hovoru

Hovor môžete ukončiť dlhým stlačením tlačidla na načúvacom prístroji (dlhšie ako 2 sekundy) alebo priamo na svojom telefóne.



13.4 Odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor môžete odmietnuť dlhým stlačením tlačidla na načúvacom prístroji (dlhšie ako 2 sekundy) alebo priamo na svojom telefóne.



14. Letový režim prístroja Virtu P-312


Vaše načúvacie prístroje fungujú vo frekvenčnom rozsahu 2,4 GHz – 2,48 GHz. Počas letu niektoré letecké spoločnosti vyžadujú, aby boli zariadenia prepnuté do letového režimu. Zapnutie letového režimu nepreruší normálne fungovanie načúvacieho prístroja, vypne sa iba pripojenie Bluetooth.

14.1 Zapnutie letového režimu

Vypnutie bezdrôtovej funkcie a zapnutie letového režimu na každom načúvacom prístroji:

1.

Otvorte priečadku pre batériu.



2.

Podržte stlačené tlačidlo na načúvacom prístroji na 7 sekúnd pri zatváraní priečadky pre batériu.



V letovom režime sa váš načúvací prístroj nemôže priamo pripojiť k telefónu.

14.2 Vypnutie letového režimu

Zapnutie bezdrôtovej funkcie a vypnutie letového režimu na každom načúvacom prístroji:


1.

Otvorte priečinku pre batériu.



2.

Znovu zatvorte priečinku pre batériu.



15. Pripojte sa k našej komunite!

Na stránke HearingLikeMe.com nájdete informácie:

- **Život s poruchou sluchu**

Rad zaujímavých článkov o tom, ako žiť s poruchou sluchu.

- **Fórum**

Fórum, kde sa môžete stretnúť a spojiť sa s rastúcim počtom ľudí, ktorí čelia rovnakým výzvam.

- **Blog**

Blog, ktorý informuje o najnovších správach týkajúcich sa sluchu.

HearingLikeMe
.com

16. Starostlivosť a údržba

Dôsledná a pravidelná údržba načúvacieho prístroja prispieva k jeho vynikajúcej výkonnosti a dlhej životnosti. Z dôvodu zaistenia dlhej použiteľnosti spoločnosť Sonova AG poskytuje servisné obdobie minimálne päť rokov od skončenia výroby príslušného načúvacieho prístroja.

Dodržiavajte pritom nasledujúce pokyny. Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti výrobku sú uvedené v kapitole 21.2.

Všeobecné informácie

Pred použitím laku na vlasy alebo kozmetických prípravkov je potrebné vybrať načúvací prístroj z ucha, pretože takéto výrobky ho môžu poškodiť.

Denne

Veľmi odporúčame denné čistenie a používanie vysúšacieho systému. Produktový rad C&C značky Phonak predstavuje kompletnejší súpravu čistiacich výrobkov. Poskytovateľ načuvacích prístrojov vám rád poradí. Na čistenie načuvacích prístrojov nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky určené pre domácnosť (prací prášok, mydlo atď.).

Ak má načuvací prístroj slabú výkonnosť alebo nefunguje, vyčistite alebo vymeňte filter/systém ochrany pred ušným mazom. Ak načuvací prístroj po správnom vyčistení alebo výmene filtra/systému ochrany pred ušným mazom a vložení nových batérií nefunguje, požiadajte o radu svojho poskytovateľa načuvacích prístrojov.

Týždenne

Podrobnejšie pokyny týkajúce sa údržby alebo pokyny na dôkladnejšie vyčistenie vám poskytne váš poskytovateľ načuvacích prístrojov.

17. Prevádzkové podmienky a podmienky pre prepravu a skladovanie

Tento výrobok je navrhnutý tak, aby bez problémov a obmedzení fungoval pri použití na účely, na ktoré je určený, ak v tomto návode na použitie nie je uvedené inak.

Uistite sa, že vaše načúvacie prístroje sa používajú, prepravujú a skladujú pri nasledujúcich podmienkach:

	Použitie	Preprava	Skladovanie
Teplota	0 °C až +40 °C	-20 °C až +60 °C	-20 °C až +60 °C
Vlhkosť	0 % až 85 % (nekondenzujúca)	0 % až 70 % (nekondenzujúca)	0 % až 70 % (nekondenzujúca)
Atmosféricky tlak	500 až 1 060 hPa	500 až 1 060 hPa	500 až 1 060 hPa

Načúvacie prístroje Phonak Virto P-Titanium a Phonak Virto P-10 NW O disponujú normovanou ochranou krytia IP68. To znamená, že sú odolné proti vode a prachu a navrhnuté tak, aby vydržali každodenné používanie. Môže sa nosiť v daždi, ale nesmie sa úplne ponoriť do vody alebo používať počas sprchovania, plávania alebo iných činností vo vode. Tieto načúvacie prístroje sa nikdy nesmú vystaviť chlórovanej vode, mydlu, slanej vode alebo iným tekutinám s obsahom chemikálií.

18. Servis a záruka

Platnosť záruky

Na výrobok je poskytovaná záručná doba v súlade s platným občianskym zákonníkom SR, ktorý vstupuje v platnosť v deň nákupu.

Medzinárodná garancia

Spoločnosť Sonova AG poskytuje jednorocnú obmedzenú medzinárodnú garanciu, ktorá začína platiť odo dňa zakúpenia. Táto obmedzená garancia sa vzťahuje na výrobné chyby a chyby materiálu na samotnom načúvacom prístroji, nie však na príslušenstvo, ako sú batérie, filtre, hadičky, tvarovky, externé reproduktory. Garanciu je možné si uplatniť až po predložení dokladu o zakúpení tovaru.

Medzinárodná garancia nemá žiadny vplyv na zákonné práva, ktoré môžete mať na základe príslušnej miestnej legislatívy týkajúcej sa predaja spotrebného tovaru.

Obmedzenie záruky

Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo starostlivosťou, vystavením chemikáliám alebo nadmerným namáhaním. Záruka stráca platnosť pri škodách spôsobených tretími stranami alebo neautorizovaným servisom. Ďalej sa záruka nevzťahuje na príslušenstvo, ako sú batérie, filtre, hadičky, koncovky, alebo externé reproduktory, ktoré podliehajú opotrebovaniu spôsobené obvyklým používaním. Táto záruka sa nevzťahuje na servisné zásahy prevedené poskytovateľom načuvacích prístrojov v jeho prevádzke.

Sériové číslo
(ľavá strana):

Poskytovateľ audio-protetických
zdravotníckych pomôcok
(pečiatka/podpis):

Sériové číslo
(pravá strana):

Dátum zakúpenia:

19. Informácie o zhode

Európa:

Vyhľásenie o zhode

Spoločnosť Sonova AG týmto vyhlasuje, že tento výrobok splňa požiadavky smernice (EÚ) č. 2017/745 o zdravotníckych pomôckach, ako aj smernice 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je možné získať od výrobcu alebo od miestneho zástupcu značky Phonak, ktorého adresa je uvedená na internetovej stránke www.phonak.com/com/en/certificates.

Austrália/Nový Zéland:



Označuje súlad zariadenia s platnými regulačnými ustanoveniami na riadenie rádiového spektra

R-NZ (RSM) a ustanoveniami austrálskeho úradu pre komunikácie a médiá (ACMA) na legálny predaj na Novom Zélande a v Austrálii.

Označenie zhody R-NZ je určené pre rádiové produkty dodávané na trh Nového Zélandu v rámci úrovne zhody A1.

Modely s bezdrôtovou technológiou uvedené na strane 2 sú certifikované podľa:

Phonak Virto P-312, modely M/P/SP/UP

USA

FCC ID: KWC-VTP

Kanada

IC: 2262A-VTP

Poznámka 1:

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC a RSS-210 kanadského federálneho ministerstva priemyslu (Industry Canada). Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- 1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
- 2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Poznámka 2:

Zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Sonova AG, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia FCC na prevádzku tohto zariadenia.

Poznámka 3:

Toto zariadenie bolo testované a vyhovelo obmedzeniam pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC a ICES-003 kanadského federálneho ministerstva pre priemysel.

Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže

spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že sa takéto rušenie nevyskytne pri konkrétnnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasu alebo televízie, čo sa dá overiť zapnutím a vypnutím zariadenia, odporúčame používateľovi, aby sa pokúsil toto rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z týchto opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a reproduktorom.
- Pripojte zariadenie k zásuvke v okruhu inom ako tom, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rozhlasového alebo televízneho technika.

Technická špecifikácia bezdrôtovej komunikácie vášho načúvacieho prístroja

Typ antény	Rezonančná slučková anténa
Prevádzková frekvencia	2,4 GHz – 2,48 GHz
Modulácia	GFSK, Pi/4 DPSK, GMSK
Vyžiarený výkon	< 1 mW
Bluetooth®	
Rozsah	~1 m
Bluetooth	4.2 Duálny režim
Podporované profily	HFP (profil Hands-Free), A2DP

Súlad s emisnými normami a normami týkajúcimi sa odolnosti

Emisné normy	EN 60601-1-2:2015+A1:2021
	IEC 60601-1-2:2014+A1:2020
	EN 55011:2016/A2:2021
	CISPR11:2015+A1:2016+A2:2019
	CISPR32
	CISPR32:2015+A1:2019
	ISO 7637-2:2011
	CISPR25:2016

Normy týkajúce sa odolnosti	EN 60601-1-2:2015+A1:2021
	IEC 60601-1-2:2014+A1:2020
	EN 61000-4-2:2009
	IEC 61000-4-2:2008
	EN IEC 61000-4-3:2020
	IEC 61000-4-3:2020
	EN 61000-4-4:2012
	IEC 61000-4-4:2012
	EN 61000-4-5:2014+A1:2017
	IEC 61000-4-5:2014+A1:2017
	EN 61000-4-6:2014
	IEC 61000-4-6:2013
	EN 61000-4-8:2010
	IEC 61000-4-8:2009
	EN 61000-4-11:2004+A1:2017
	IEC 61000-4-11:2020
	IEC 60601-1:2005+A1:2012+ A2:2020
	ISO 7637-2:2011

20. Informácie o symboloch a ich popis



Spoločnosť Sonova AG symbolom CE potvrdzuje, že tento výrobok vrátane príslušenstva spĺňa požiadavky smernice 2017/745 o zdravotníckych pomôckach, ako aj smernice 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach. Čísla za symbolom CE zodpovedajú kódu certifikovaných inštitúcií, s ktorými prebehli rozhovory týkajúce sa vyššie uvedeného nariadenia a smernice.



Tento symbol označuje, že výrobky opísané v tomto návode splňajú požiadavky pre aplikovanú časť typu B podľa normy EN 60601-1. Povrch načúvacieho prístroja je špecifikovaný ako aplikovaná časť typu B.



Udáva výrobcu zdravotníckej pomôcky, ako je definované v európskej smernici 2017/745 o zdravotníckych pomôckach.



Udáva dátum výroby zdravotníckej pomôcky.

EC REP

Udáva autorizovaného zástupcu v rámci Európskeho spoločenstva. Zástupca pre ES je tiež dovozca do Európskej únie.



Tento symbol označuje, že je dôležité, aby si používateľ prečítał a zohľadnil príslušné informácie uvedené v týchto návodoch na použitie.



Tento symbol označuje, že je dôležité, aby používateľ venoval pozornosť príslušným výstražným upozorneniam v týchto návodoch na použitie.



Tento symbol znamená, že používateľ musí venovať pozornosť relevantným varovaniam súvisiacim s batériami, ktoré sú uvedené v týchto návodoch na použitie.



Dôležité informácie pre manipuláciu a bezpečnosť výrobku.



Tento symbol označuje, že elektromagnetická interferencia zo zariadenia je nižšia než limity, ktoré schválila Federálna komisia USA pre komunikáciu.



Označuje súlad zariadenia s platnými regulačnými ustanoveniami na riadenie rádiového spektra (RSM) a ustanoveniami austrálskeho úradu pre komunikácie a médiá (ACMA) na legálny predaj na Novom Zélande a v Austrálii.



Slovné označenie Bluetooth® a logá sú registrované obchodné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto označení spoločnosťou Sonova AG je licencované. Iné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.



Identifikačné označenie zhody udáva, že pomôcka je v súlade s brazílskymi požiadavkami na hodnotenie zhody pre zariadenia používané v systému dohľadu na zdravím. OCP udáva certifikačný orgán.



Japonská značka pre certifikované rádiové zariadenie.



Udáva sériové číslo výrobcu, aby bolo možné identifikovať konkrétnu zdravotnícku pomôcku.



Udáva sériové číslo výrobcu, aby bolo možné identifikovať konkrétnu zdravotnícku pomôcku.



Udáva, že toto zariadenie je zdravotnícka pomôckou.



Tento symbol označuje, že je dôležité, aby si používateľ prečítał a zohľadnil príslušné informácie uvedené v tomto návode na použitie.

IP68

Stupeň ochrany krytom. Klasifikácia IP68 udáva, že načúvacie zariadenie je odolné proti vode a prachu. Vydržal trvalé ponorenie v 1 metri vody na 60 minút a 8 hodín v prachovej komore podľa normy IEC60529.



Teplota počas prepravy a skladovania:
-20 až +60 °C.



Vlhkosť počas skladovania a prepravy: 0 % až 70 %, ak sa nepoužíva. Pozrite si pokyny na vysušenie načúvacieho prístroja po použití v kapitole 22.2.



Atmosférický tlak počas prepravy a skladovania:
500 hPa až 1 060 hPa.



Počas prepravy udržiavajte v suchu.



Symbol s prešrknutým odpadkovým košom vás upozorňuje na to, že tento načuvací prístroj, ako aj nabíjačka, sa nesmú vyhodiť do bežného domového odpadu. Staré alebo nepoužívané načuvacie prístroje a nabíjačku zlikvidujte na miestach určených na likvidáciu elektronického odpadu alebo načuvací prístroj a nabíjačku odovzdajte na likvidáciu svojmu poskytovateľovi načuvacích prístrojov. Správna likvidácia chráni životné prostredie a zdravie.

21. Riešenie problémov

Problém	Príčiny
Načúvací prístroj nefunguje	Vybitá batéria Upchatý výstup zvuku Nesprávne vložená batéria Načúvací prístroj je vypnutý
Načúvací prístroj píska	Načúvací prístroj nie je správne vložený Ušný maz vo zvukovode
Hlasitosť načúvacacieho prístroja je príliš vysoká	Príliš vysoká hlasitosť
Zvuk z načúvacacieho prístroja nie je dosť hlasný alebo je skreslený	Takmer vybitá batéria Upchatý výstup zvuku Príliš nízka hlasitosť Došlo k zmene stavu sluchu
Načúvací prístroj dvakrát pípne	Indikácia takmer vybitej batérie
Načúvací prístroj sa zapne a vypne (prerušovane)	Vlhkosť na batérii alebo načúvacom prístroji
Funkcia telefonického hovoru nefunguje (iba model Virtu P-312)	Načúvací prístroj je v letovom režime Načúvací prístroj nie je spárovaný s telefónom

① Ak problém pretrváva, požiadajte o pomoc svojho poskytovateľa načúvacích prístrojov.

Potrebný postup

Vymeňte batériu (kapitola 5)

Vycistite výstup zvuku

Vložte správne batériu (kapitola 5)

Zapnite načúvací prístroj úplným zatvorením priezraďky batérie (kapitola 4)

Vložte správne načúvací prístroj (kapitola 6)

Obráťte sa na svojho ušného/všeobecného lekára alebo poskytovateľa načúvacích prístrojov

Ak je dostupný regulátor hlasitosti, znížte hlasitosť (kapitoly 8 a 9)

Vymeňte batériu (kapitola 5)

Vycistite výstup zvuku

Ak je dostupný regulátor hlasitosti, zvýšte hlasitosť (kapitoly 8 a 9)

Obráťte sa na svojho poskytovateľa načúvacích prístrojov

V priebehu nasledujúcich 30 minút vymeňte batériu (kapitola 5)

Batériu a načúvací prístroj utrite suchou tkaninou

Otvorte a zatvorte priezraďku pre batériu (kapitola 14.2)

Spárujte ho s telefónom (kapitola 12)

22. Dôležité bezpečnostné informácie

Pred použitím načúvacieho prístroja si prečítajte informácie a informácie o obmedzení používania na nasledujúcich stranách.

Načúvací prístroj neobnoví normálny sluch a nezabráni poruche sluchu, ktorá vznikla v dôsledku organického stavu, ani nezlepší stav pacienta. Občasné používanie načúvacieho prístroja neumožní používateľovi využiť všetky jeho výhody. Používanie načúvacieho prístroja predstavuje iba časť liečby sluchu a môže byť potrebné doplniť ho o sluchový tréning a výučbu čítania z pier.

Načúvacie prístroje sú vhodné pre domáce zdravotnícke prostredie a z dôvodu ich prenosnosti sa môže stať, že sa budú používať v prostredí profesionálneho zdravotníckeho zariadenia, napríklad v lekárskych ambulanciách, zubných ambulanciách a pod.

Spätná väzba, nedostatočná kvalita zvuku, príliš hlasné alebo príliš jemné zvuky, nevhodné nastavenie alebo problémy pri žutí alebo prehľtaní je možné odstrániť počas procesu jemného doladenia pri nastavovaní vašim poskytovateľom načúvacích prístrojov.

Akýkoľvek vážny incident v súvislosti s načúvacím prístrojom je nutné nahlásiť zástupcovi výrobcu a kompetentnému orgánu v krajine pobytu. Vážny incident je popísaný ako akýkoľvek incident, ktorý priamo alebo nepriamo viedol, mohol viesť alebo môže viesť k nasledovnému:

- smrť pacienta, používateľa alebo inej osoby,
- dočasné alebo trvalé vážne zhoršenie zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo inej osoby,
- vážne ohrozenie zdravia verejnosti.

Ak chcete ohlásiť neočakávanú operáciu alebo udalosť, kontaktujte výrobcu alebo jeho zástupcu.

Určené použitie:

Tento načúvací prístroj slúži na zosilnenie zvuku a jeho prenos do uší osôb so zhoršeným sluchom, ktoré vďaka tomu môžu lepšie počuť.

Softvérová funkcia Ekvalizácia tinnitus (Phonak Tinnitus Balance) je určená na používanie pre ľudí s tinnitusom, ktorí tiež vyžadujú zosilnenie zvuku. Poskytuje dodatočnú stimuláciu šumu, ktorá môže pomôcť rozptýliť pozornosť užívateľa od jeho tinnitusu.

Určená populácia pacientov:

Táto pomôcka je určená pre pacientov s jednostrannou a obojstrannou, miernou až hlbokou stratou sluchu od 18 rokov veku. Softvérová funkcia pre tinnitus je určená pre pacientov s chronickým tinnitusom od 18 rokov veku.

Určený používateľ:

Určené pre ľudí s poruchou sluchu, ktorí používajú načúvací prístroj, a ich ošetrovateľov. Poskytovateľ načúvacích prístrojov je zodpovedný za nastavenie načúvacieho prístroja.

Indikácie:

Všeobecné klinické indikácie pre použitie načúvacích prístrojov a softvérovej funkcie pre tinnitus sú:

- Porucha sluchu
- Jednostranná alebo obojstranná
- Prevodná, percepčná alebo zmiešaná
- Mierna až hlboká
- Prítomnosť chronického tinnitusu (platí len pre pomôcky so softvérovou funkciou pre tinnitus)

Kontraindikácie:

Všeobecné klinické kontraindikácie pre použitie načúvacích prístrojov a softvérovej funkcie pre tinnitus sú:

- Porucha sluchu nie je v rozsahu nastavenia načúvacieho prístroja (t. j. zosilnenie, reakcia na frekvenciu)
- Akútны tinnitus
- Deformácia ucha (t. j. uzavorený zvukovod)
- Neurálna porucha sluchu

Primárne kritériá pre odoslanie pacienta na posúdenie a/alebo liečbu k lekárovi alebo inému špecialistovi sú:

- Viditeľná vrodená deformácia ucha alebo deformácia ucha po úraze.
- Prechádzajúca aktívna drenáž ucha za posledných 90 dní.
- Anamnéza náhlej alebo rýchlej progresie poruchy sluchu v jednom alebo obidvoch ušiach počas predchádzajúcich 90 dní.
- Akútny alebo chronický závrat.
- Audiometrický rozdiel vedenia vzduch-kost rovný alebo väčší ako 15 dB pri frekvencii 500 Hz, 1 000 Hz a 2 000 Hz.
- Viditeľný dôkaz veľkého množstva ušného mazu alebo cudzie teleso vo zvukovode.
- Bolesť alebo neprijemný pocit v uchu.
- Abnormálny vzhľad bubienka a zvukovodu, ako napríklad:
 - Zápal vonkajšieho zvukovodu.
 - Prepichnutý bubienok.
 - Ostatné abnormality, pri ktorých sú poskytovatelia načúvacích prístrojov názoru, že sú zdravotne znepokojuivé.

Poskytovateľ načúvacích prístrojov sa môže rozhodnúť, že odporučenie nie je vhodné alebo nie je v najlepšom záujme pacienta v týchto prípadoch:

- Ak existuje dostatok dôkazov o tom, že problém dôkladne vyšetril zdravotnícky odborník a že pacient dostal všetku dostupnú liečbu.
- Zdravotný problém sa od predchádzajúceho vyšetrenia a/alebo liečby výrazne nezhoršil ani nezmenil.
- Ak sa pacient informované a kompetentne rozhodol, že nedá na odporučenie poradiť sa so zdravotníckym odborníkom, môžu sa odporučiť vhodné načúvacie prístroje, pri ktorých je potrebné zohľadniť nasledovné:
 - Odporučenie nebude mať negatívny vplyv na zdravie alebo všeobecný pocit zdravia pacienta.
 - Záznamy potvrdzujú, že sa zohľadnil najlepší záujem pacienta Ak to zákon vyžaduje, pacient podpísal vyhlásenie o vzdanií sa zodpovednosti a potvrdil, že odporučenie neprijal a že poskytuje svoj informovaný súhlas.

Klinické výhody:

Načúvací prístroj: zlepšenie porozumenia reči.

Softvérová funkcia pre tinnitus: poskytuje doplnkovú stimuláciu šumu, ktorá môže pomôcť rozptýliť pozornosť používateľa od jeho tinnitusu.

Vedľajšie účinky:

Fyziologické vedľajšie účinky načúvacích prístrojov ako tinnitus, závraty, tvorba mazu, príliš veľký tlak, potenie alebo vlhkosť, pluzgiere, svrbenie a/alebo vyrážky, pocit upchatia alebo plnosti a ich dôsledky ako bolest hlavy a/alebo bolest ucha, dokáže váš poskytovateľ načúvacích prístrojov odstrániť alebo zmieriňať.

Konvenčné načúvacie prístroje môžu vystaviť pacientov vyšším hladinám zvuku, čo môže mať za následok posunutie prahových hodnôt frekvenčného rozsahu, ktorý je ovplyvnený akustickou traumou.

22.1 Upozornenia na riziká

- ⚠** Vaše načúvacie prístroje Virto P-312 fungujú vo frekvenčnom rozsahu 2,4 GHz – 2,48 GHz. Počas letu skontrolujte, či letecká spoločnosť vyžaduje, aby boli zariadenia prepnuté do letového režimu, pozrite si kapitolu 14.
 - ⚠** Zmeny alebo úpravy načúvacieho prístroja, ktoré neboli výslovne schválené spoločnosťou Sonova AG, sú zakázané. Takéto zmeny môžu poškodiť ucho alebo načúvací prístroj.
 - ⚠** Načúvacie prístroje nepoužívajte na miestach, kde môže dôjsť k výbuchu (bane alebo priemyselné priestory s nebezpečenstvom výbuchu, prostredia s vysokým obsahom kyslíka alebo oblasti, kde sa manipuluje s horľavými anestetikami). Táto pomôcka nie je certifikovaná podľa normy ATEX.
- ⚠ VAROVANIE:** Batérie v zariadení sú nebezpečné a môžu spôsobiť vázne zranenia v prípade ich prehltnutia alebo vloženia do vnútra tela bez ohľadu na to, či je batéria použitá alebo nová! Uchovávajte mimo dosahu detí, osôb s kognitívou poruchou alebo zvierat . Ak máte podezrenie, že došlo k prehltnutiu batérie alebo jej vloženiu do časti tela, okamžite sa bez čakania poradťte s lekárom!

- ⚠** Ak cítite bolest v uchu alebo za uchom, ak je ucho zapálené, ak dôjde k podráždeniu pokožky alebo rýchlejšiemu hromadeniu ušného mazu, poradťte sa so svojím poskytovateľom načúvacích prístrojov alebo lekárom.
- ⚠** Titánové šálky načúvacích prístrojov na mieru a tvarovky môžu obsahovať malé množstvo akrylátov z lepidiel. Ľudia, ktorí sú citliví na tieto látky, môžu mať potenciálnu alergickú kožnú reakciu. Ak sa vyskytne takáto reakcia, okamžite prestaňte zariadenie používať a kontaktujte svojho poskytovateľa načúvacích prístrojov alebo lekára.
- ⚠** Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa pri vyberaní načúvacieho prístroja z ucha môže stať, že ceruminálna zátka zostane vo zvukovode, pokial' nie je pevne pripojená. V tomto nepravdepodobnom prípade, že sa tento diel zaseknie vo zvukovode, dôrazne odporúčame vyhľadať pomoc lekára, ktorý ho bezpečne vyberie.
- ⚠** Posluchové programy v režime smerového mikrofónu znižujú hluk z pozadia. Upozorňujeme, že výstražné signály alebo zvuky prichádzajúce zozadu, napr. autá, sú čiastočne alebo úplne stlmené.

⚠ Tento načúvací prístroj nie je určený pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Načúvací prístroj je malé zariadenie a obsahuje drobné súčiastky. Nenechávajte deti, osoby s kognitívou poruchou bez dohľadu s týmto načúvacím prístrojom. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo nemocnicu, keďže by mohli načúvací prístroj alebo jeho časti spôsobiť udusenie.

- ⚠** Nasledujúce informácie platia iba pre osoby s aktívnymi implantovanými zdravotníckymi pomôckami (napr. kardiostimulátory, defibrilátory a pod.)
- Bezdrôtové zariadenie udržujte vo vzdialosti minimálne 15 cm od aktívneho implantátu. Ak pocitujete akékoľvek rušenie, načúvacie prístroje s bezdrôtovou komunikáciou nepoužívajte a kontaktujte výrobcu aktívneho implantátu. Upozorňujeme, že rušenie môžu spôsobovať aj elektrické vedenia, elektrostatické výboje, detektory kovov na letiskách a pod.
 - Magnety (t. j. nástroj pre manipuláciu s batériou, magnet EasyPhone atď.) udržiavajte aspoň 15 cm od aktívneho implantátu.

- ⚠** Používanie iného príslušenstva, prevodníkov a kálov než tých, ktoré určil alebo dodal výrobca tohto zariadenia, môže viest k zvýšeniu elektromagnetických emisií alebo zníženiu elektromagnetickej odolnosti tohto zariadenia a nesprávnemu fungovaniu.
- ⚠** Len načúvací prístroj Virto P-312: Prenosné rádiovrekvenčné komunikačné zariadenia (vrátane periférnych zariadení ako anténové káble a externé antény) sa nesmú používať bližšie ako 30 cm od akejkoľvek časti načúvacích prístrojov vrátane kálov špecifikovaných výrobcom. V opačnom prípade sa môže zhoršiť výkon tohto zariadenia.
- ⚠** Pri nosení načúvacích prístrojov v uchu sa vyhýbjte silným fyzickým nárazom do ucha. Stabilita šálok určených na nosenie v uchu je navrhnutá na normálne použitie. Silný fyzický náraz do ucha (napr. pri športe) môže spôsobiť zlomenie šálky v uchu. To môže viest k perforácii zvukovodu alebo ušného bubienka.

- ⚠** Po mechanickom namáhaní alebo náraze do načúvacieho prístroja skontrolujte, či je šálka načúvacieho prístroja neporušená, až potom si ho vložte do ucha.
- ⚠** Nepoužívajte toto zariadenie hned' vedľa iného zariadenia alebo na inom zariadení, pretože to môže viesť k nesprávnemu fungovaniu. Ak bude takéto použitie potrebné, toto zariadenie a druhé zariadenie pozorujte, či fungujú normálne.
- ⚠** Načúvacie prístroje špeciálne naprogramované podľa konkrétnej poruchy sluchu môžu používať iba osoby, pre ktoré sú určené. Nesmú ich používať žiadne iné osoby, pretože môžu poškodiť ich sluch.
- ⚠** Pacienti s implantovanými magnetickými externe programovateľnými CSF spojkovými ventilmi môžu byť vystavení riziku neúmyselnej zmeny nastavenia ich ventilu pri vystavení silným magnetickým poliam. Reproduktor (mikrofón) načúvacích prístrojov, programovací nástroj Lyric SoundLync pre produkt Lyric a ovládač MiniControl obsahujú statické magnety. Medzi magnetmi a stranou implantovaného spojkového ventilu udržujte minimálnu vzdialenosť 5 cm.

⚠ Väčšina používateľov načúvacích prístrojov má poruchu slchu, pri ktorej sa neočakáva zhoršenie sluchu pri každodennom pravidelnom používaní načúvacieho prístroja. Rizikom zhoršenia sluchu po dlhom nosení môže byť ohrozená len malá skupina používateľov načúvacích prístrojov.

22.2 Informácie o bezpečnosti výrobku

- ① Načúvacie prístroje značky Phonak odolávajú vode, no nie sú vodotesné. Sú navrhnuté tak, aby vydržali pri bežných činnostiach a príležitostne môžu byť vystavené extrémnym podmienkam. Načúvací prístroj nikdy neponárajte do vody! Načúvacie prístroje Phonak nie sú navrhnuté na používanie pri dlhodobom a nepretržitom ponáraní do vody, ako napr. pri nosení počas plávania alebo kúpania. Pred takýmito činnosťami si načúvací prístroj vždy vyberte, pretože obsahuje citlivé elektronické súčiastky.
Nikdy neumývajte mikrofónové vstupy. Ak tak urobíte, môže dojst' k strate ich špeciálnych akustických vlastností.
- ① Chráňte načúvací prístroj pred nadmerným teplom – nikdy ho nenechávajte v blízkosti okna ani v aute. Na vysúšanie načúvacieho prístroja nikdy nepoužívajte mikrovlnnú rúru ani iné ohrevné zariadenia. O vhodných spôsoboch vysúšania sa porad'te s vaším poskytovateľom načúvacích prístrojov.
- ① Keď načúvací prístroj nepoužívate, nechajte priečadku batérie otvorenú, aby sa mohla odpariť prípadná vlhkosť. Nezabudnite načúvací prístroj po každom použití úplne vysušiť. Načúvací prístroj uchovávajte na bezpečnom, suchom a čistom mieste.

- i** Dajte pozor, aby vám načúvací prístroj nespadol! Náraz na tvrdý povrch môže načúvací prístroj poškodiť.
- i** V načúvacom prístroji vždy používajte nové batérie. V prípade, že batéria vytieká, ihneď ju vymeňte za novú, aby ste predišli podráždeniu pokožky. Použité batérie môžete odovzdať svojmu poskytovateľovi načúvacích prístrojov.
- i** Napätie batérií používaných v týchto načúvacích prístrojoch nesmie prekročiť 1,5 V. Nepoužívajte striebro-zinkové ani lítium-iónové (Li-ion) nabíjateľné batérie, pretože by mohli závažne poškodiť načúvacie prístroje.
- i** Ak načúvací prístroj nepoužívate dlhšiu dobu, batériu vyberte.
- i** Špeciálne lekárské alebo zubné vyšetrenie vrátane nižšie opisaného žiarenia môže nepriaznivo ovplyvniť správnu funkčnosť načúvacích prístrojov. Pred vyšetrením si ich vyberte

a nechajte ich mimo vyšetrovacej miestnosti/vyšetrovacieho priestoru:

- Lekárske alebo zubné vyšetrenie s röntgenovým žiarením (vrátane snímania CT).
- Lekárske vyšetrenia s MRI/NMRI snímaním s vytváraním magnetických polí.
- Načúvací prístroj si nemusíte vyberať pri prechode cez bezpečnostné brány (letiská a pod.). Ak sa tam aj používa röntgenové žiarenie, jeho dávka bude taká nízka, že načúvacie prístroje neovplyvní.

- i** Načúvací prístroj nepoužívajte na miestach, kde sú zakázané elektronické zariadenia.
- i** Rúčku na vybratie načúvacieho prístroja neskrúcajte ani neprehýbjajte. Opakované namáhanie rúčky na vybratie môže spôsobiť, že sa zlomí. V prípade zlomenej rúčky na vybratie sa na vytiahnutie načúvacieho prístroja zo zvukovodu môžu výnimocne použiť dvierka priečadky pre batériu.

Poznámky

Poznámky

Poskytovateľ audio-protetických zdravotníckych pomôcok

EC REP

Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Nemecko



Výrobca:
Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Švajčiarsko
www.phonak.com

Distibútor pre Slovenskú republiku:
Artsonic s. r. o.
so sídlom Radlinského 27,
811 07 Bratislava
www.artsonic.sk
www.phonak.sk

sonova
HEAR THE WORLD

